




## Microcentrífuga Digital Alta Velocidad



### Descripción:

Microcentrífuga digital para alta velocidad, pantalla LED, control con microprocesador. Reloj. Estructura de ABS con alta resistencia química. Se entrega con 2 rotores. Tiene patas de goma para mayor estabilidad y adherencia. Gran aplicación para medicina clínica, biología, ingeniería genética, inmunología, etc.

### Especificaciones:

| Catalogo                    | PRO1001114                   |
|-----------------------------|------------------------------|
| Velocidad máxima            | 16,000 rpm (RCF: 17,800 x g) |
| Rotores de ángulo fijo (2)  | 12*1.5ml<br>10*5ml           |
| Ruido                       | <65dB(A)                     |
| Reloj                       | 0 - 99 min.                  |
| Dimensiones Equipo (L*W*H)  | 300*250*200                  |
| Dimensiones Empaque (L*W*H) | 340*330*250mm                |
| Peso c/empaque              | 8 Kg.                        |
| Alimentación eléctrica      | 110V,50/60 Hz.               |