

LUZEREN®

Parrilla de agitación magnética



Especificaciones:

| | |
|---------------------------|---------------|
| Catalogo | PRO1001125 |
| Volúmen máximo | 3000ml |
| Diámetro de plato | 120mm |
| Temperatura plato | 150°C |
| Potencia del motor | 40W |
| Potencia de calentamiento | 300W |
| Velocidad | 0 – 2400 RPM |
| Peso | 3.27Kg |
| Medidas (L*W*H) | 230*180*120mm |
| Alimentación eléctrica | 110V 50/60Hz |

* Incluye varilla soporte para sujeción y 2 magnetos.

Descripción:

Parrilla de agitación magnética de calentamiento suave, silenciosa y libre de vibraciones. Calienta el agua hasta 80°C, es de plato redondo de acero inoxidable tipo 304. Tiene control de velocidad, interruptor para activar o desactivar el calentador. Fabricada con armazón en aleación de aluminio para evitar la oxidación. Ideal para la enseñanza, protección al medio ambiente, saneamiento, aplicaciones médicas y demás laboratorios multidisciplinarios.