

LUZEREN®

Disolutor de Tabletas de 3 Plazas



Descripción:

Disolutor de tabletas de 3 plazas. Control digital con microprocesador y pantalla LCD, autodiagnóstico y alarma automática. Canastilla y propela de acero inoxidable, el baño hace circulación del agua con bomba magnética para tener la temperatura homogénea.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001132
Rango de Velocidad	20~200rpm
Precisión (velocidad)	±2rpm
Rango de temperatura	De Ambiente A +45.0°C
Precisión (temperatura)	±0.3°C
Reloj	5 – 900min
Precisión (Reloj)	±0.5min
Tiempo continuo	>24h
Amplitud del Balanceo de la Paleta	±0.5mm
Amplitud del Balanceo de la Canasta	±1.0mm
Consumo	600W
Peso	30Kg.
Dimensiones (W*D*H)	510*300*480mm
Medidas Totales (W*D*H)	780*420*560mm
Alimentación eléctrica	AC110/220V±10%, 50/60Hz

Incluye:

Probador, Tina, 3 vasos, Almohadilla para el contenedor de agua, cubre vaso, flecha rotatoria, Tubo de plástico y tubo suave, etc.