

LUZEREN®

Conductímetro digital de mesa



Descripción:

Conductímetro digital de mesa con ATC manual, pantalla grande de LCD, incluye portaelectrodo y sonda con constante 1.0 cm⁻¹.

Ampliamente utilizado en la industria petroquímica, medicina, aguas residuales, potable, de caldera, industriales, etc. Se puede utilizar para medir la pureza de líquidos en general, industrias de energía nuclear, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001171
Rango de Medición	0.00-100.0µS/cm
Temperatura de operación	Ambiente +/-5 A 40°C
Exactitud	+/-1% (FS)
Conductividad	+/-1.5% (FS)
Temperatura	+/-0.6°C (0°C≤T≤60°C) +/-1°C (60°C<T≤99.9°C)
Humedad relativa	<85%
Peso	1.5Kg.
Medidas (L*W*H)	290*210*95mm
Alimentación eléctrica	110V, +/-10%, 60Hz

Incluye cubierta protectora de silicon, porta electrodo de multiposiciones y sonda.