

# LUZEREN®

## Horno Digital de 220L



### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1001176</b>
Capacidad	220 lts (8.4 cuft)
temperatura Máxima	250°C
Fluctuación	±1°C
Parrillas	2 Piezas
Medidas Interiores (W*D*H)	500*600*750mm
Medidas Exteriores (W*D*H)	650*755*1055mm
Consumo Eléctrico	2100W
Alimentación Eléctrica	110V, 60Hz

### Descripción:

Horno Digital con convección mecánica, control PID con microprocesador, pantalla LED de 4 dígitos. Puerta con ventana de vidrio templado interiores de acero inoxidable 304 con extremos redondeados para facilitar la limpieza. Exteriores de acero con pintura electrostática que lo hace resistente a la corrosión. Ideal para laboratorios de investigación científica y algunas aplicaciones industriales. Cuenta con ductos apropiados para un eficiente distribución de flujo de aire en todos los puntos de la cámara, brindando una perfecta uniformidad de la temperatura. El empaque de silicon instalado en la puerta hace un sellado optimo para que no haya fuga de calor. Se puede controlar la entrada y salida de aire desde el panel de control frontal. Equipo indispensable para proceso de secado, curado, fusión y esterilización. Gran utilidad en minería, instituciones médicas, colegios, universidades y diversos laboratorios.