

LUZEREN®

Baño maría digital 5.4L



Descripción:

Baño maría con control digital, tina de acero inoxidable tipo 304, cuenta con 2 huecos para anillos concéntricos. Exterior en lamina esmaltada de alta resistencia química. Aplicación en calentamiento de reactivos, fusión de sustratos, incubación de cultivos celulares, etc.

Especificaciones:

catalogo	PRO1001186
Capacidad (litros)	5.4L
Rango de temperatura	AMB +5 a 99°C
Peso	5kg
Medidas interiores (W*D*H)	330*150*110mm
Medidas Exteriores (W*D*H)	450*192*195mm
Consumo eléctrico	300W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz

Incluye 2 tapas y 8 anillos concéntricos de acero inoxidable