

LUZEREN®

Balanza analítica de 120g



Descripción:

Balanza analítica de alta sensibilidad y precisión, con calibración externa automática electrónicamente controlada para realizar ajustes y calibraciones periódicas desde el exterior sin necesidad de desarmar, pantalla de gran tamaño LCD retroiluminada, cabina protectora de vidrio, respuesta en la pesada de solo 3 segundos. tiene salida interfaz estándar RS232C para conexión directa a ordenador o impresora.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001192
Modelo	FA1204B
Capacidad	120g
Sensibilidad	±0.0001g
Linealidad	±0.0008g
Repetibilidad	±0.0002g
Tamaño del plato	80mm
Peso	6.8 Kg
Medidas (L*W*H)	350*210*346mm
Consumo eléctrico	12W
Alimentación eléctrica	110V 50/60 Hz

Incluye pesa de 100g