

LUZEREN®

Parrilla agitadora de 4 plazas



Descripción:

Parrilla magnética de calentamiento y agitación para 4 plazas con plato de acero inoxidable de 120mm., gabinete de acero esmaltado, reloj, control análogo de velocidad y temperatura para cada plato, silenciosa y durable. Adecuada para la enseñanza, análisis ambientales, institutos de investigación científica, sanitaria, aplicaciones medicas, laboratorios clínicos, industria petrolera, metalurgia, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001203
Capacidad volumétrica por plato	2000ml
Diámetro del Plato	120mm*4
Rango de temperatura	25 a 200°C
Velocidad de agitación	0 – 2400 RPM
Reloj	0 - 120min
Peso	9 Kg
Medidas (L*W*H)	620*360*230mm
Consumo eléctrico (motor)	25W * 4
Consumo eléctrico (calentador)	150W * 4
Alimentación eléctrica	120V 50/60 Hz

Incluye 4 varillas soporte ajustables y 8 barras magnéticas