

LUZEREN®

Contador de colonias tipo Quebec



Descripción:

Contador de colonias tipo QUEBEC con placa cuadrículada de 115 mm de diámetro, lectura digital. Caja de plástico de alta resistencia. Se pueden hacer conteos manuales por medio de interruptor de presión. Iluminación fluorescente. Gran aplicación en la industria de los alimentos y las bebidas, los medicamentos, productos biológicos, departamentos de sanidad, el monitoreo del medio ambiente, la industria química, el análisis de la calidad del agua, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001207
Modelo	J-2
Capacidad de conteo	0 ~ 999
Peso	3Kg.
Magnificación	3 – 9X
Medidas totales (W*D*H)	255*210*160mm
Consumo eléctrico de lampara	16W
Consumo eléctrico total	<20W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60Hz

Incluye lápiz electrónico para placas cerradas y lupa con brazo multiposición.