

# LUZEREN®

## Agitador orbital análogo



### Descripción:

Agitador orbital de diseño compacto, motor silencioso de alta calidad, armazón estable, control análogo de velocidad, reloj, plataforma con tapete de hule. Adecuado para estaciones de prevención epidemiológica, clínicas dermatológicas, laboratorios y hospitales multidisciplinarios. Recomendado para tamizado, pruebas de sífilis, RPR, TRUST, VDRL, etc.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1001214</b>
Modelo	KJ-201BD
Velocidad	0 – 210 RPM
Diámetro de orbita	25 mm
Medidas de plataforma	310*220 mm
Reloj	0-15min / 0-60min
Peso	3.2 Kg
Medidas (W*D*H)	310*310*120mm
Consumo eléctrico	10W
Alimentación eléctrica	110V 50/60 Hz