

LUZEREN®

Cámara climática 450L



Descripción:

Cámara climática para crecimiento de plantas y pruebas de envejecimiento. El interior es de acero inoxidable brillante con esquinas redondeadas que facilita la limpieza. Control con microprocesador y pantalla de LED, reloj y alarma. Exteriores de acero con acabado en pintura electrostática que lo hace resistente a la corrosión. Puerta solida. Es un equipo ampliamente utilizado en pruebas de protección ambiental, prevención y control de epidemias, pruebas farmacéuticas, acuicultura, etc. Ideal para análisis del agua, pruebas de BOD, cultivo de hongos, bacterias, plantas y reproducción de semillas.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001271
Modelo	MGC-450HP
Capacidad	450L (15.89cuft)
Temperatura con luz	10 A 50°C
Temperatura sin luz	4 A 50°C
Sensibilidad	±0.1°C
Estabilidad	±1.0°C
Humedad	50 – 90%, ±7%
Iluminacion (4 Etapas)	0-25,000 Luxes
Temperatura ambiente	+5 a 35°C
Reloj	1-99 Horas
Entrepaños	3 Piezas
Medidas Interiores (W*D*H)	700*550*1140mm
Medidas Exteriores (W*D*H)	950*850*1850mm
Consumo Eléctrico	2100W
Alimentación Eléctrica	220V, 50/60Hz