

LUZEREN®

Phmetro digital con electrodo



Descripción:

Phmetro digital, de mesa con ajuste manual de temperatura, calibración en dos puntos, pantalla grande de LCD de doble parámetro. Es un equipo adecuado para medir el valor de pH y el valor potencial (mV) de la solución de agua. Además, puede combinarse con un electrodo selectivo de iones para medir el potencial del electrodo en particular. Gran aplicación en laboratorios de universidades, institutos de investigación científica, industria y demás laboratorios multidisciplinarios.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001277
Rango de PH	0 a 14 +/-0.02 +/-1 bit
Rango de mV	0 a 1999 +/-0.1mV +/-1 bit
Rango de compensación de temperatura	De 0 a 60°C +/-0.01pH
Estabilidad	+/-0.01pH +/-1 bit/3h
Peso	1.5Kg
Medidas totales (L*B*H)	290*210*95mm
Consumo electrico	5W
Alimentación eléctrica	110V, 60Hz

Incluye electrodo y porta electrodo.