

# LUZEREN®

## Tubo para polarímetro con copilla



### Descripción:

Tubo para polarímetro con copilla, fabricación de vidrio claro. Tapones laterales de acero cromado con rosca y mirilla de vidrio.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO1001310
Modelo	SGW100
Longitud del tubo	100mm
Diámetro externo del tubo	14mm
Diámetro interno del tubo	10mm
Diámetro de la copilla	20mm
Altura de la copilla	35mm
Peso	250g