

LUZEREN®

Bomba de vacío portátil de 50L



Descripción:

Bomba de vacío portátil, de tipo pistón y libre de aceite, integra 2 manómetros de doble lectura (Mpa y Psi). Bajo ruido y alta eficiencia. Asa metálica para sujeción y transporte. Capacidad para generar presión positiva y negativa en sus respectivos puertos. Carcasa metálica y esmaltada. Cuerpo, cámara y pistones de aleación de aluminio resistente a la corrosión y alta durabilidad. Para uso en el laboratorio, industria farmacéutica, ingeniería química, bioquímica, industria alimentaria. Gran utilidad en la fabricación de medicamentos.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001329
Modelo	AP-9950
Desplazamiento	50 LPM
Valvula reguladora de vacío	0-80 kPa
Presión máxima	20PSI
Motor	1/4HP
Peso	8.2Kg
Medidas (W*D*H)	269*210*155mm
Alimentación Eléctrica	110V, 50/60Hz