

# LUZEREN®

## Autoclave portátil de 24.4L Dual G/V



### Especificaciones:

Catalogo	PRO1001355
Presión de operación	0.14 – 0.16 Mpa
Temperatura máxima	126°C
Presión de seguridad	0.165Mpa
Volumen de la camara	0.024m <sup>3</sup>
Medidas (Dia*H)	308*320mm
Medidas totales (W*D*H)	400*400*540mm
Peso	14 Kg
Consumo eléctrico	2Kw
Alimentación eléctrica	110V 50/60 Hz

### Descripción:

Autoclave portátil de 24.4 litros construida en acero inoxidable. Puede usarse con fuente de calor externa (Gas) o con corriente eléctrica. Esterilización rápida y efectiva por medio de presión de vapor. Válvula de seguridad, válvula de alivio e indicador análogo de doble lectura (Presión BAR y Temperatura). Adecuada para la esterilización de equipo medico, ropa de quirófano, lentes, soluciones, etc. De uso común en hospitales, centros de salud, clínicas, institutos de investigación científica, minería, industria, etc.