

LUZEREN®

Autoclave horizontal de mesa 35L



Especificaciones:

Catalogo	PRO1001371
Capacidad	35L (1.23 cuft)
Presión de trabajo	0.22 Mpa
Rango de temperatura	105°C -134°C
Temperatura máxima	134°C
Resolución	≤ ± 1 °C
Reloj	0 – 60 min
Parrillas	4 piezas
Medidas de cámara (Dia *H)	300*500mm
Medidas Totales (L*W*H)	730*550*510mm
Peso	80 Kg
Consumo eléctrico	2.7 KW
Alimentación eléctrica	220V, 50Hz

Descripción:

Autoclave horizontal de estructura cuadrada, control digital con microprocesador y pantalla de LED, interiores de acero inoxidable 304. Ciclo de esterilización automático, sistema de recirculación de vapor interior. Parrillas de esterilización de acero inoxidable tipo malla, válvula de seguridad, descarga automática de aire frío de la cámara para garantizar la esterilización completa. Interruptor térmico de seguridad. Puerta fabricada con aislante térmico para protección del usuario, Puerta con perno, sensor, alarma y paro automático al final del ciclo. Operación confiable y segura. Adecuada para la esterilización de equipo quirúrgico, dental, cristalería, optometría, cultivo biológico, ropa de quirófano, alimentos, etc. De uso común en hospitales, centros de salud, institutos de investigación científica, clínicas y laboratorios multidisciplinarios.