


# LUZEREN®

## Desecador de vidrio 180mm



### Descripción:

Desecador de vidrio claro, tapadera con asa, incluye placa de porcelana. Tiene juntas esmeriladas para mejor sellado, la cámara donde va el desecante es moldeada para sostén de la placa para muestras. Gran utilidad en el laboratorio para desecación y almacenaje de material sensible a la humedad.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO1001448
Modelo	1351-180
Diámetro interno (d1)	130mm
Diámetro interno (d2)	170mm
Diámetro interno (d3)	175mm
Altura (H)	240mm
Diámetro de placa	160mm
Peso	3.5Kg
Medidas totales (W*D*H)	270*270*210mm