


LUZEREN®

Desecador de vidrio 150mm



Descripción:

Desecador de vidrio claro, tapadera con asa, incluye placa de porcelana. Tiene juntas esmeriladas para mejor sellado, la cámara donde va el desecante es moldeada para sostén de la placa para muestras. Gran utilidad en el laboratorio para desecación y almacenaje de material sensible a la humedad.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001449
Modelo	1351-150
Diámetro interno (d1)	95mm
Diámetro interno (d2)	145mm
Diámetro interno (d3)	165mm
Altura (H)	210mm
Diámetro de placa	130mm
Peso	2Kg
Medidas totales (W*D*H)	200*200*165mm