

LUZEREN®

Microscopio estéreo digital 1.3Mpx



Gran aplicación en la enseñanza, industria electrónica y muchos otros campos.

Descripción:

Microscopio estéreo digital binocular con ZOOM 1X – 4X, cabezal rotatorio a 360°C, sistema de iluminación incidente y transmitida ajustable para proveer alta resolución y nitidez. Enfoque micro y macrométrico.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001454
Oculares de campo amplio	WF 10X/20mm
Cabezal	Rotatorio 360° con inclinación a 45°
Iluminación ajustable	Lampara de halógeno 12V/10W
Distancia interpupilar	55-75mm
Ajuste dióptrico	+/-5dp
Peso	6.5 Kg
Medidas totales	365*292*460mm
Alimentación eléctrica	110V 50/60Hz

Incluye cámara digital CMOS de 1.3MPX con software para manejo de imágenes.