

LUZEREN®

Flamometro digital



Descripción:

Flamometro digital, controlado por microprocesador. Visualización en pantalla de LCD. Para uso clínico y de laboratorio. Determina concentraciones de sodio, potasio y litio. Protector contra llamas.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001461
Modelo	FP6410
Rangos de Medición	K: 0 a 999.9, Na: 0 a 999.9 y Li: 0 a 999.9 µg/ml
Sensibilidad	K: 0.2 µg/ml, Na: 0.2µg/ml
Linearidad	K: 0.2 µg/ml, Na: 0.7µg/ml
A la deriva	<3% en 15s
Reproducibilidad	3%
Rango de aspiración	<6ml/min
Sistema de flama	L.P.G.
Peso	17 Kg
Medidas totales (W*D*H)	580*540*400mm
Alimentación Eléctrica	220V , 50Hz