

# LUZEREN®

## Titulador automático digital



### Descripción:

Titulador automático digital en base a potencial de PH. Opera a través de una válvula magnética para controlar la velocidad de titulación.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1001462</b>
Modelo	ZD-2
Rango de pH	0.00-14.00 pH
Medición de mV	0 a +/-1400.0 mV
Resolución de pH	0.01 pH
Resolución de mV	1mV
Precisión de pH	$\pm 0.03\text{pH} \pm 1 \text{ bit}$
Precisión de mV	$\pm 5\text{mV}$
Reproducibilidad de análisis	0.2%
Señal de salida	0 – 1 mV
Peso	4Kg.
Medidas (W*D*H)	305*370*330mm
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz