

LUZEREN®

Balanza analítica de 320g



Especificaciones:

Catalogo	PRO1001474
Capacidad	320g
Precision	0.1mg
Linealidad	0.2mg
Diametro del plato	80mm
Peso	6.8 Kg
Medidas (L*W*H)	350*210*346mm
Consumo eléctrico	12W
Alimentación eléctrica	110V 50/60 Hz

Incluye pesa de 200g

Descripción:

Balanza Analítica de alta sensibilidad y precisión, con sus características de multifunción y automatización cumple los requerimientos de cualquier laboratorio de control de calidad. Calibración lineal digital externa muy conveniente para realizar ajustes y calibraciones periódicas sin tener que desarmar el equipo, pantalla de gran tamaño LCD retroiluminada, cabina protectora de vidrio y manijas grandes para facilitar el trabajo, respuesta en la pesada de solo 3 segundos. Tiene un chip MCS-51 con el que da una salida estándar para la interfase RS232C para conexión a impresora, computadora etc.