

LUZEREN®

Microscopio digital biológico



Descripción:

Microscopio digital biológico con pantalla LCD 8" TFT tipo tableta con conexiones WI-FI y BLUETOOTH. Estativo ergonómico de alta resistencia, cabezal binocular inclinado a 30°, ajuste concéntrico Siedentopf, torreta cuádruple con 4 objetivos semi-planacromáticos corregidos al infinito. Iluminación ajustable de halógeno 6V/20W. Procesador de 1.6GB, salidas USB, SD y HDMI. Sistema operativo Android OS. Cámara digital de 3.0 MPIX. Con Chip CMOS. Ampliamente utilizado en diversos campos, por mencionar algunos: departamentos de investigación científica, biología, citología, medicina, industria electrónica y la enseñanza.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001477
Oculares	WF10X/18mm
Ajuste interpupilar	52 – 75mm
Objetivos semi plan-acromáticos	4X, 10X, 40X y 100X (aceite)
Platina mecánica	140*140mm /75*50mm
Condensador Abbe	Centrable 1.25 NA
Peso	12.5 Kg
Medidas totales (Empaque)	375*375*735mm
Alimentación eléctrica	110V 50/60Hz