

LUZEREN®

Incubadora de baja temperatura 70L



Descripción:

Incubadora de baja temperatura, control digital con pantalla LCD. Interiores en acero inoxidable 304 con extremos redondeados para facilitar la limpieza. Exteriores de acero con pintura electrostática que lo hace resistente a la corrosión. Ideal para pruebas farmacéuticas, pruebas de BOD, cultivo de hongos, bacterias, plantas y semillas. Es un gran auxiliar en cualquier centro de investigación en biotecnología.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001491
Capacidad	70L (2.47cuft)
Rango de Temperatura	0 - 60°C
Resolución	0.1°C
Estabilidad	Alta $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ Baja $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$
Uniformidad de temperatura	$\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ (@25°C)
Reloj	1-9999 Minutos
Parrillas	2 Piezas
Medidas Interiores (W*D*H)	400*350*500mm
Medidas Exteriores (W*D*H)	530*560*1080mm
Consumo Eléctrico	350W
Alimentación Eléctrica	220V, 50Hz