

LUZEREN®

Incubadora digital de 10L



Descripción:

Incubadora digital mini de uso general, controlada por microprocesador, Tiene gran estabilidad y precisión en la temperatura. convección mecánica. Puerta con ventana de cristal templado, pantalla digital, Reloj electrónico. Interiores en acero inoxidable 304 con extremos redondeados que facilitan la limpieza. Exterior de acero con pintura electrostática. Adecuado para laboratorios multidisciplinarios en los que tienen limitación de espacio.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001492
Capacidad	10L (0.35 cuft)
Rango de temperatura	35 A 60°C
Resolución/Fluctuación	0.1°C/ ± 0.5°C
Reloj (Ajuste máximo de tiempo)	99 Hrs /59 Minutos
Parrillas	2 Piezas
Medidas Interiores (W*D*H)	250*200*200mm
Medidas Exteriores (W*D*H)	460*300*330mm
Consumo Eléctrico	85W
Alimentación Eléctrica	110V, 50/60Hz