

LUZEREN®

HORNO PARA SECADO DE 16L



Aplicaciones:

Este equipo tiene aplicaciones muy variadas , se puede usar en procesos de secado, curado, fusión y esterilización , en los diversos laboratorios de la industria, minería, centros de investigación científica etc.

Características:

1. El interior del horno esta hecho de acero inoxidable acabado espejo y las uniones tienen soldadura inerte. El exterior del horno esta hecho de acero de alta calidad con acabado de pintura electrostática dando una apariencia agradable y novedosa.
2. Control de temperatura con pantalla digital, controlador PID con microprocesador y reloj.
3. Sistema de circulación de aire , con ventilador y conductos de aire para un flujo y brindar uniformidad de temperatura en toda la cámara.
4. Empaque de silicón instalado en la puerta para un sellado eficiente y evitar fuga de calor.
5. Perilla de control para la entrada y salida de aire desde el panel frontal del equipo.

Catalogo	PRO1001493
Capacidad	16.25 L(0.57 cuft)
Rango de Temperatura	40-250°C
Variación de Temperatura	± 1 %
Consumo	850W
Parrillas	2
Medidas de la Camara	250*260*250mm
Medidas Exteriores	530*480*420mm
Reloj	1-9999 min
Alimentacion Electrica	120V, 50/60Hz