

# LUZEREN®

## HORNO PARA SECADO DE 16L



### Aplicaciones:

Este equipo tiene aplicaciones muy variadas , se puede usar en procesos de secado, curado, fusión y esterilización , en los diversos laboratorios de la industria, minería, centros de investigación científica etc.

### Características:

1. El interior del horno esta hecho de acero inoxidable acabado espejo y las uniones tienen soldadura inerte. El exterior del horno esta hecho de acero de alta calidad con acabado de pintura electrostática dando una apariencia agradable y novedosa.
2. Tiene control de temperatura protegido. Pantalla digital y controlador PID con microprocesador, con función de reloj para asegurar alta confiabilidad en las aplicaciones.
3. El sistema de circulación de aire , tiene un ventilador y conductos apropiados de aire los cuales dan un flujo de gran distribución en todos los puntos de la cámara. Dando una perfecta uniformidad de la temperatura.
4. El empaque de silicón instalado en la puerta hace un sellado eficiente para que no haya fuga de calor.
5. Se puede controlar la entrada y salida de aire en el panel de control.

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1001493</b>
Capacidad	16.25 L(0.57 cuft)
Rango de Temperatura	40-250°C
Variación de Temperatura	± 1 %
Consumo	500W
Medidas de la Camara	250*260*250mm
Medidas Exteriores	530*480*420mm
Reloj	1-9999 min
Alimentacion Electrica	120V, 50/60Hz