

LUZEREN®

Cámara digital 1.3Mpx



Descripción:

Cámara digital para microscopio, con ocular incorporado que permite previsualizar imágenes digitales a color directamente desde su microscopio a su computadora a través del puerto USB, sensor CMOS y adaptador metálico para cualquier tubo ocular estándar (30mm) compatible con Windows 7.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001495
Puerto	USB 2.0
Peso	250g
Medidas totales	150*130*75mm

Incluye software para manejo de imágenes, cable USB, portaobjetos micrométrico y adaptador metálico