



Baño de ultrasonido 600ml



Descripción:

Baño de ultrasonido sin calentamiento, fabricado con exteriores de ABS y tanque de acero inoxidable (SUS 304), control digital con pantalla de LEDs, reloj electrónico con contador regresivo de 180 a 1 min. Adecuado para joyerías, ópticas, relojerías, talleres de reparación general y electrónica, hospitales, clínicas dentales, laboratorios multidisciplinarios, la oficina y el hogar.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001510
Capacidad (litros)	600ml
Frecuencia ultrasónica	42kHz
Reloj	0 – 30min
Peso	820g
Medidas del tanque (L*W*H)	150*95*45mm
Medidas unidad (L*W*H)	206*152*132mm
Potencia del ultrasonido	35W
Alimentación eléctrica	120V, 50/60 Hz

Incluye tapa de policarbonato, canastilla, rack porta relojes, cable de alimentación e instructivo.