

LUZEREN®

Caja de vidrio para tinción con rack 20pl



Descripción:

Caja de vidrio para tinción con rack de acero inoxidable para 20 laminillas estándar. Gran utilidad para la tinción de geles y membranas de electroforesis o eliminación del tinte. Mantienen y bloquean portaobjetos en su sitio. Gracias a su fabricación resistente a la temperatura puede soportar períodos de incubación largos y por ser transparentes facilitan la visibilidad del proceso.

Especificaciones:

Catálogo	PRO1001552
Capacidad (Rack)	20 Laminillas (76*26mm.)
Volúmen	300ml
Peso	750g
Medidas interiores (W*D*H)	95*75*60mm
Medidas exteriores (W*D*H)	105*85*70mm