



Micropipeta Plus de 12 canales 5-50ul

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001584
Modelo	7030304006
Rango de Volúmen	5 A 50ul
Incrementos de	0.5ul
Volumen de prueba / Error de exactitud	50ul, +/- 1% 25ul, +/- 1.5% 5ul, +/- 3%
Volumen de prueba / Error de precisión	50ul, +/- 0.5% 25ul, +/- 1% 5ul, +/- 2%
Peso total c/empaque	350g.
Medidas totales empaque (L*D*H)	295*135*40mm



Descripción:

Micropipeta Plus mecánica de 12 canales, volumen variable, diseño ergonómico. Diseño y operación con pistones individuales basado en el principio de desplazamiento de aire. Ensamble individual entre pistón y cono de punta para un mantenimiento sencillo. Excelente sellado con la mayoría de puntas universales. Cabezal rotatorio que evita el esfuerzo durante la operación de rutina. Probada según norma ISO8655/DIN12650; 20°C. Calibración y mantenimiento simple sin el uso de herramientas, fabricada con materiales de gran durabilidad y gran resistencia química.