

# LUZEREN®

## Autoclave Portátil Automática 24L



### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1001604</b>
Presion de operacion	0.14 – 0.16Mpa
Temperatura Maxima	126°C
Presión de seguridad	0.165Mpa
Dimensiones Equipo (O.D.*H)	320*720mm
Medidas (Tina) (O.D*H)	285*350mm
Medidas Empaque (W*D*H)	410*410*630mm
Peso	15 Kg
Alimentación eléctrica	110V 50/60 Hz

### Descripción:

Autoclave portátil de 24.4 litros construida en acero inoxidable. Puerta de seguridad tipo timón. Esterilización rápida y efectiva por presión de vapor, Válvula de seguridad, válvula de alivio e indicador de presión análogo de doble lectura (Mpa y Temperatura). Adecuada para la esterilización de equipo medico, ropa de quirófano, lentes, soluciones, etc. De uso común en hospitales, centros de salud, clínicas, institutos de investigación científica, minería, industria, etc.