

LUZEREN®

Micrótopo Manual de Precisión



Descripción:

Micrótopo manual con volante rotatorio de mando. Permite el libre movimiento vertical y horizontal del portacuchillas. El cambio del bloque de parafina se realiza de manera simple. La muestra se alimenta girando el volante y todas las piezas del instrumento están protegidas por la cubierta exterior. Los cortes se realizan de forma segura y precisa gracias al movimiento suave de giro del volante. El grosor del corte se ajusta manipulando una perilla. Instrumento popular entre los expertos y tecnólogos en citología e histología. Ampliamente utilizado para la rutina en pruebas medicas de seccionado de tejido en laboratorios de hospitales, universidades, institutos de medicina forense, estaciones de prevención epidemiológica, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001607
Rango de sección (corte)	0 A 60um
Espesor mínimo de corte	1um
Retracción de la muestra	0-28um
Alimentación total en Horizontal	29mm
Trazo de Muestra Vertical	60mm
Rango de movimiento de la base del soporte de la cuchilla	0-60mm (De adelante hacia atrás)
Rango de movimiento de la placa de prensa de la cuchilla	0-23mm
Sección de corte Máximo	60*70mm
Precisión	+/-1%
Orientación de la muestra	XY – 8°
Peso	28Kg
Dimensiones (W*D*H)	570*440*290mm

Incluye Juego de Cuchillas y Llaves Hexagonales de ajuste.