

LUZEREN®

Autoclave portátil de 18L



Especificaciones:

Catalogo	PRO1001613
Presión de trabajo	0.14-0.16 MPa
Temperatura de trabajo	126°C
Rango de temperatura	50 – 126°C
Presión de seguridad	0.165Mpa
Resolución	+/- 1°C
Medida interior (Dia*H)	350*300mm
Medida Exterior (Dia*H)	390*460mm
Medida de la tina (Dia*H)	280*260mm
Peso	14 Kg
Consumo eléctrico	2 KW
Alimentación eléctrica	110V 50/60 Hz

Descripción:

Autoclave portátil de 18 litros, construida en acero inoxidable 304. Esterilización rápida y efectiva por presión de vapor, Válvula de seguridad, válvula de alivio e indicador de presión análogo de doble lectura (Mpa y Temperatura). Fácil y segura de trabajar. Adecuada para la esterilización de equipo médico, ropa de quirófano, lentes, soluciones, etc. De uso común en hospitales, centros de salud, clínicas, laboratorios de rutina, minería, industria, etc.