

LUZEREN®

Contador de colonias LCD Ultra Compacto



Descripción:

Contador de colonias ultra compacto con placa cuadrículada de 115mm. Circuito integrado CMOS para el conteo. Pantalla LCD de 4 dígitos con iluminación LED, lampara circular fluorescente de 90mm. Lectura digital con lápiz electrónico.

Gran aplicación en la industria de los alimentos y las bebidas, los medicamentos, productos biológicos, departamentos de sanidad, el monitoreo del medio ambiente, la industria química, el análisis de la calidad del agua, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001681
Capacidad de conteo	0 ~ 9999
Diámetro Max p/caja Petri	115mm
Magnificación	3 / 6X
Peso	1Kg.
Medidas totales (W*D*H)	250*210*60mm
Consumo eléctrico	7W
Alimentación eléctrica	100-240V, 50/60Hz

Incluye lápiz electrónico de alta sensibilidad.