


LUZEREN®

Agitador de Balanceo 3D Análogo 0-27 RPM



Descripción:

Agitador de balanceo 3D, control análogo de velocidad variable, charola cuadrada, motor libre de carbones. Se puede utilizar dentro de una incubadora o cámara criogénica. Tapete de silicón antiderrapante. Adecuada para la enseñanza, aplicaciones medicas, laboratorios clínicos, industriales, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001684
Medidas de placa	234*168 mm
Carga Máxima	2Kg
Rango de velocidad	0-27RPM
Peso	1.7Kg
Dimensiones (L*W*H)	220*176*165mm
Consumo eléctrico	20W
Alimentación eléctrica	100-240V 50/60 Hz