



Mezclador Oscilatorio para Tubos de 16 Plazas



Descripción:

Mezclador Oscilatorio de tubos para 16 plazas. Velocidad variable, ángulo de inclinación de $40\pm 3^\circ$, control análogo, motor libre de carbones. Operación continua. Fabricado con materiales altamente resistentes contra la corrosión. Fácil de limpiar, operación silenciosa y agitación precisa. Útil para mezclado en diversas aplicaciones de la Biología molecular, Virología, Microbiología, Patología, Inmunología y otros laboratorios dedicados a la investigación científica. Aplicación en universidades, centros de control de emergencias, centros de salud y medicina.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001690
Rango de Velocidad	0 A 30 RPM
Carga Max (agitación)	1kg
Humedad y temperatura de operación	80%RH, 5-40°C
Peso	2.2Kg
Consumo	15W
Dimensiones (W*D*H)	405*160*160mm
Alimentación Eléctrica	120V, 50/60Hz