

LUZEREN®

Baño maría digital 10L



Descripción:

Baño maría, control digital con microprocesador PID, pantalla de LED y reloj. Interiores en acero inoxidable tipo 304 y exteriores en lamina esmaltada de alta resistencia química. Con tapa fija y dren frontal Aplicación en calentamiento de reactivos, fusión de sustratos, incubación de cultivos celulares, etc.

Especificaciones:

catalogo	PRO1001714
Capacidad (litros)	10L
Rango de temperatura	AMB +5 a 99°C
Estabilidad	+/-0.5°C
Uniformidad	+/-1°C
Peso	10.5kg
Medidas interiores (W*D*H)	360*200*150mm
Medidas exteriores (W*D*H)	500*240*320mm
Consumo eléctrico	500W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz