

LUZEREN®

Vortex Digital 0-3000RPM



Descripción:

Vortex Digital con 4 velocidades, gran estabilidad gracias a sus 4 patas anti vibratorias y antiderrapantes tipo ventosa. Controlado por procesador PID. Pantalla LED. Base robusta de fundición de hierro resistente con recubrimiento anticorrosivo y carcasa de ABS de alta resistencia química. Motor DC libre de carbones. Con copa para tubos. Tres modos de operación: continuo, temporizador y táctil. Indicado para su uso en laboratorios, farmacias, industria química, la enseñanza, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001717
Rango de velocidad	0 A 3000 RPM
Diámetro de Orbita	6mm
Grado de Protección	IP21
Peso	3.04Kg
Dimensiones (W*H*D)	110*145*160mm
Consumo eléctrico	30W.
Alimentación eléctrica	12V, 50/60Hz