

LUZEREN®

Aparato de Extracción 6 Plazas



Descripción:

Aparato de extracción (Mantilla) de 6 plazas para matraz de 250ml.

Controles digitales PID independientes con pantalla de LED. Exteriores de acero con acabado en pintura electrostática. Fibra de vidrio en su interior como aislante térmico. Cada manto está hecho con extremo cuidado y está cosido a mano para garantizar su fiabilidad, calidad y seguridad. Gran aplicación en uso general de laboratorio, industria de la medicina, petroquímica, protección al medio ambiente, la enseñanza, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002250
Capacidad	250ml X 6
Rango de temperatura	37 A 380°C
Peso Neto	14Kg
Medidas exteriores (L*W*H)	970*330*110mm
Consumo eléctrico	216W. X 6
Alimentación eléctrica	110V, 50/60Hz