

LUZEREN®

Aparato de Extracción Análogo 6 Plazas



Descripción:

Aparato de extracción análogo (Mantilla) de 6 plazas para matraz de 250ml.

Controles análogos independientes, interruptor con iluminación. Exteriores de acero con acabado en pintura electrostática. Fibra de vidrio en su interior como aislante térmico. Cada manto está hecho con extremo cuidado y está cosido a mano para garantizar su fiabilidad, calidad y seguridad. Gran aplicación en uso general de laboratorio, industria de la medicina, petroquímica, protección al medio ambiente, la enseñanza, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002251
Capacidad	250ml X 6
Rango de temperatura	37 A 380°C
Peso Neto	12Kg
Medidas exteriores (L*W*H)	900*290*130mm
Consumo eléctrico	1080W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60Hz