

# LUZEREN®

## Mantilla análoga 500ml



### Descripción:

Mantilla de calentamiento semiesférica, control análogo de temperatura, circuitos electrónicos de silicio para mayor eficiencia y control de temperatura. Resistencia eléctrica con capa de aleación de Ni-Cr para mayor resistencia a las altas temperaturas. Lámpara indicadora de encendido/calentamiento, base de acero esmaltado. Gran aplicación en la industria de la medicina, petroquímica, protección al medio ambiente, la enseñanza, etc.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1002258</b>
Modelo	98-I-B-500
Capacidad	500ml
Rango de temperatura	37 A 450°C
Aislante térmico	Fibra de vidrio
Peso	2Kg
Medidas exteriores (Dia*H)	200*160mm
Consumo eléctrico	250W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60Hz