



Parrilla con placa de S.S.



Descripción:

Parrilla con placa de calentamiento y superficie de acero inoxidable. Es robusta con resistencia a los cambios de temperatura. Perilla circular de control y LED indicador de encendido. Ideal para aplicaciones generales de laboratorio, incluidas las muestras de horneado y secado.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002328
Control de temperatura	De 100°C A 250°C
Medidas de plataforma (W*D)	190*150mm
Medidas totales (W*D*H)	200*178*115mm
Peso	3.3Kg
Consumo eléctrico	300W
Alimentación eléctrica	120V, 50/60 Hz