



## Cámara digital 3 Mpx



### Descripción:

Cámara digital con óptica de alta resolución para microscopio, permite previsualizar imágenes digitales a color directamente desde su microscopio a su computadora a través del puerto USB, sensor CMOS y adaptador metálico para cualquier tubo ocular estándar (30mm) compatible con Windows 7, XP, Vista (32 Bit).

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1002348</b>
Resolución	2048 * 1536 : 3.0 Mpx
Puerto	USB 2.0
Peso	250g
Medidas totales	150*130*75mm

incluye software para manejo de imágenes, cable USB, portaobjetos y adaptador metálico