

# LUZEREN®

## Mantilla Digital 250ml



### Descripción:

Mantilla de calentamiento semiesférica, control digital de temperatura con pantalla de LED, varilla pinza de sujeción y sensor externo de temperatura para inserción directa en el matraz. Exteriores de acero con acabado en pintura electrostática. Fibra de vidrio tejida en su interior. Gran aplicación en la industria de la medicina, petroquímica, protección al medio ambiente, la enseñanza, etc.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO1002460
Capacidad	250ml
Rango de temperatura	37 A 350°C
Peso	2.5Kg
Medidas exteriores (Dia*H)	220*165mm
Consumo eléctrico	150W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60Hz