

LUZEREN®

Mantilla digital 2L



Descripción:

Mantilla de calentamiento semiesférica, control digital de temperatura con pantalla de LED, varilla pinza de sujeción y sensor externo de temperatura para inserción directa en el matraz. Exteriores de acero con acabado en pintura electrostática. Fibra de vidrio tejida en su interior. Gran aplicación en la industria de la medicina, petroquímica, protección al medio ambiente, la enseñanza, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002463
Modelo	KEL-MS906
Capacidad	2000ml
Rango de temperatura	37 A 300°C
Peso	5Kg
Medidas exteriores (Dia*H)	330*230mm
Consumo eléctrico	450W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60Hz