

LUZEREN®

Baño María Digital 15L



Descripción:

Baño maría con control digital, microprocesador, Fabricado con interiores en acero inoxidable 304 y exteriores en lamina esmaltada. Con tapa fija. Aplicación en calentamiento de reactivos, fusión de sustratos, incubación de cultivos celulares, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002505
Capacidad (litros)	15L
Rango de temperatura	AMB +5 a 99°C+/-0.5°C
Reloj	1-999min
Peso	16kg
Medidas interiores (W*D*H)	420*240*150mm
Medidas exteriores (W*D*H)	550*280*300mm
Consumo eléctrico	600W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz