

# LUZEREN®

## Incubadora Digital de 80L



### Descripción:

Incubadora digital, control con microprocesador para manejar los parámetros de temperatura y tiempo con gran precisión. Convección mecánica. Puerta interior de cristal templado. Interiores en acero inoxidable 304 con extremos redondeados para facilitar la limpieza. Exteriores de acero con pintura electrostática que lo hace resistente a la corrosión.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1002507</b>
Capacidad	80L (2.93cuft)
Rango de Temperatura	35 A 65°C
Resolución/Fluctuación	±0.1°C/ ±0.5°C
Estabilidad	±1.5°C
Reloj	1-9999 Minutos
Parrillas	2 Piezas
Medidas Interiores (W*D*H)	400*400*500mm
Medidas Exteriores (W*D*H)	570*580*820mm
Consumo Eléctrico	330W
Alimentación Eléctrica	110V, 50/60Hz