

LUZEREN®

Vaso Coplin de Polipropileno 50ml



Descripción:

El frasco de tinción Coplin de polipropileno mejora el diseño clásico cuadrado y cónico al incorporar una abertura más grande, facilitando así la colocación y extracción de los portaobjetos. La tapa de rosca de polipropileno tiene un diámetro de 53mm, parte superior plana, un borde estriado más grande para un agarre cómodo, rosca profunda y un anillo de sellado para evitar fugas.

Cuenta con cinco ranuras internas que permiten alojar hasta 10 portaobjetos de microscopio estándar (1"X3"o 25X75mm) colocados espalda con espalda.

Apto para esterilización en autoclave a vapor a 121°C (250°F) en aplicaciones de tinción estéril.

*Recuerde retirar la tapa antes de introducirlo en el autoclave.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002527
Capacidad	50ml
Medidas (D. Base*H)	60X114mm
Taparroscas (Día.)	53mm