

LUZEREN®

Mantilla análoga 250ml



Descripción:

Mantilla de calentamiento semiesférica, control análogo de temperatura, circuitos electrónicos de silicio para mayor eficiencia y control de temperatura. Resistencia eléctrica con capa de aleación de Ni-Cr para mayor resistencia a las altas temperaturas. Lámpara indicadora de encendido/calentamiento, base de acero esmaltado. Gran aplicación en la industria de la medicina, petroquímica, protección al medio ambiente, la enseñanza, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002572
Capacidad	250ml
Rango de temperatura	35 A 300°C
Aislante térmico	Fibra de vidrio
Peso	2.5Kg
Medidas exteriores (Dia*H)	220*165mm
Consumo eléctrico	150W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60Hz